

IUVENIS 2.0

RADIOFRECUENCIA UNIPOLAR DERMOCONTROLADA + BIPOLAR



UN EQUIPO IMPRESCINDIBLE EN TU CABINA

 LASERLUZ

Lifting facial y corporal
Reducción de bolsas y ojeras
Remodelación y reafirmación
Mejora de la microcirculación
Disminución de la piel de naranja

¿QUÉ ES IUVENIS 2.0?

La radiofrecuencia es un conjunto de ondas electromagnéticas que, al ser aplicadas sobre un tejido, provocan unas rápidas oscilaciones en los campos electro y magnético de forma simultánea.

IUVENIS 2.0 es capaz de trabajar a nivel de las capas más profundas en su modo unipolar, así como tratar los inestetismos más superficiales en su modo bipolar, posicionándose como una de las radiofrecuencias más completas y efectivas del mercado.



ASÍ ACTÚA

La radiofrecuencia genera un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo y causa un movimiento oscilante de las moléculas que genera calor. Este aumento de temperatura, que se produce de dentro hacia fuera, va a favorecer:

- > La formación de nuevo colágeno y tensamiento del ya existente.
- > El rejuvenecimiento de la zona tratada.
- > El aumento de la microcirculación de la zona.
- > La eliminación de las zonas adiposas localizadas.
- > La mejora del drenaje linfático.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

IUVENIS 2.0 define el contorno, mejora la coloración de piel y su firmeza, ayuda a la eliminación de surcos y arrugas, reduce la papada y deja el rostro luminoso y lleno de vida. Corporalmente es capaz de minimizar la piel de naranja, alisar las estrías, aumentar la circulación de la zona y, en definitiva, mejorar la calidad y la elasticidad de la piel.

A nivel facial se realizarán unas 6-8 sesiones, de 20 a 40 minutos, para conseguir un rostro fresco, firme y sin arrugas. El tratamiento aporta oxigenación a la piel y disminuye las bolsas y las orejas, obteniendo un efecto de luminosidad natural.



1. Comenzar el tratamiento retirando la suciedad de la piel con una loción limpiadora.
2. Secar la piel y extender sobre ella un gel conductor transparente para facilitar el deslizado y proteger la piel.
3. Configurar los parámetros del equipo en función de la zona y del tratamiento. Después colocar la placa de retorno.
4. Elegir el cabezal adecuado y trabajar con movimientos circulares, lentos y uniformes repetidamente hasta alcanzar la temperatura de 40°.
5. Retirar los restos de gel de la piel, limpiar y secar para poder aplicar una mascarilla calmante durante 15 minutos.
6. Finalmente, retirar la mascarilla con una esponja humedecida y realizar un suave masaje facial con una crema hidratante.



A nivel corporal se realizarán unas 8-10 sesiones, de 10 a 40 minutos, y obtendremos un cuerpo remodelado y sin celulitis. La radiofrecuencia reafirma las piernas, alisa las estrías y mejora la circulación de la zona.

IUVENIS 2.0



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: unipolar dermocontrolada + bipolar | Frecuencia de trabajo: 1-10MHz
Potencia de salida máxima: 260W | Diámetro del spot: 15mm x 2 / 20mm x 2 / 30mm x 2 / 43mm
Pantalla táctil de 5,7" a color | Potencia de consumo máximo: 2400W
Alimentación: 220-240V~, 50Hz | Peso: 14Kg | Dimensiones: 40x40x15cm

NORMATIVAS CE

EN 60601-1-2:2007 | EN 60601-1:2006



LASERLUZ

Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

laserluz@laserluz.com

www.laserluz.com

 [@laserluzestetica](https://www.instagram.com/laserluzestetica)

 [Laserluz Technology](https://www.facebook.com/LaserluzTechnology)

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)