

CHOQUE20.5

ONDAS DE CHOQUE RADIALES



REMODELACIÓN CORPORAL RÁPIDA Y EFECTIVA

LASERLUZ

Remodelación corporal y tonificación

Disminución de celulitis grado I, II y III

Reafirmación de tejidos


Tratamiento de las estrías

¿QUÉ ES CHOQUE 20.5?

CHOQUE 20.5 es una onda de choque radial (balística), ya que la onda de choque, se produce mediante un manipulador especial en forma de pistola, dotado de un cañón cerrado en la extremidad con un tapón metálico, contra el cual, se lanza una bala de acero con aire comprimido (hasta 5 bares de presión). De esta manera, se produce una onda de choque que se propaga en la piel y en la primera capa subyacente del tejido. La medida de la profundidad de penetración varía de 4 a 7 cm.

Las **ondas de choque**, son ondas acústicas que llevan alta energía, se transmiten a través de la superficie de la piel y se propagan por el cuerpo desde el punto de contacto con la piel, hasta varios centímetros de profundidad. El cuerpo, responde con el aumento de la actividad metabólica en la zona de aplicación, favoreciendo la disminución de la inflamación, gracias a la acción de endorfinas. De esta manera se estimula la recuperación y la aceleración de la misma.

Además, las ondas se introducen en el cuerpo en forma de oscilaciones de alta frecuencia, lo cual permite conseguir un tratamiento eficaz y duradero.



ASÍ ACTÚA

Durante el tratamiento, se introducen ondas acústicas de alta frecuencia en el cuerpo. Esto provoca la relajación del tejido conectivo y, a su vez, aumenta el tono de la epidermis.

El tratamiento induce una fuerte **mejora en la circulación venoso-linfática** y **estimula la producción de colágeno, fortaleciendo la dermis y la epidermis.**

A nivel de grasa, disminuye el espesor del tejido adiposo por medio del aumento de la temperatura generando un **efecto de lipólisis.**

El equipo dispone de un **software profesional**, con todos los tratamientos preconfigurados, así como, gráficos para explicar los movimientos a realizar.

CONSEGUIREMOS:

- ✓ Remodelación de la silueta
- ✓ Tratamiento de las imperfecciones por la celulitis
- ✓ Reafirmante de tejidos
- ✓ Mejora de la elasticidad de la piel
- ✓ Tratamiento de las estrías
- ✓ Mejora de la microcirculación
- ✓ Reducción de circunferencias y volúmenes
- ✓ Incremento del metabolismo celular
- ✓ Estimulación del sistema linfático
- ✓ Relajación del tejido conectivo

TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

Duración del tratamiento: El tratamiento con **CHOQUE 20.5** se realizaría en función del área a tratar. Áreas pequeñas como los brazos, suelen realizarse en 5 ó 6 minutos, mientras que áreas más amplias como cartucheras, pueden prolongarse de 8 a 10 minutos.

NÚMERO DE SESIONES:

- **Tratamiento “Flash”:** Una sola sesión para un efecto inmediato, pero con resultados poco mantenibles en el tiempo (ej: eventos).
- **Tratamiento corporal completo:** De 10 a 12 sesiones con resultados a largo plazo. El ciclo de tratamiento será uno o dos a la semana, con una sesión de recuerdo cada mes o mes y medio.


TRAS EL TRATAMIENTO:

Después del tratamiento es normal que se produzca una pequeña inflamación de la zona y rojez localizada.





CHOQUE20.5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación del dispositivo: 230 Vac, 50-60 Hz, $\pm 10\%$ / 115 Vac, 50-60 Hz, $\pm 10\%$

Máxima absorción de potencia de red: 190 VA Fusible de doble protección (T):

230 VA/ 115 VA Pantalla táctil en color dd 10.1" | Número de disparos testados: 2.000.000

Presión de emisión de choque: (1.5-5 bar) en intervalos de 0.1 bar

Frecuencia de emisión de choque: (1 - 20 Hz) en intervalos de 1 Hz Temperatura:

(34-45) $^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ | Dimensiones: 41x35x19cm | Peso: 10.1Kg



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

laserluz@laserluz.com

www.laserluz.com



@laserluzestetica



Laserluz Technology

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)