



LA COMBINACIÓN MÁS NOVEDOSA
RADIOFRECUENCIA - VACUMTERAPIA - SOFTLÁSER



SINERGIA DE TRES TECNOLOGÍAS PARA RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS EN ROSTRO Y CUERPO



Remodelación corporal
Rejuvenecimiento
Efecto lifting
Tratamiento de estrías y celulitis

¿QUÉ ES RIGENERA?

RIGENERA es el resultado de la combinación de tres tecnologías estéticas en un solo equipo. La acción sinérgica del **radiofrecuencia, sofláser de 905nm y vacumterapia**, permite aumentar la producción de colágeno y elastina, y al mismo tiempo mejorar la microcirculación. Además, dispone de un nuevo software, gracias al cual es posible asociar a cada tratamiento preestablecido breves tutorías, que muestran los movimientos a realizar para cada tratamiento, en diversas zonas del rostro y cuerpo.

RIGENERA trata la celulitis reduciendo la piel de naranja, remodela el cuerpo, reactiva el metabolismo de los tejidos aumentando la circulación y la oxigenación, tonifica los tejidos combatiendo la laxitud cutánea y da efecto lifting al rostro y escote desde la primera sesión.




ASÍ ACTÚA

El calor de la **Radiofrecuencia** estimula la actividad de los fibroblastos para sintetizar nuevo colágeno y elastina, permitiendo así una profunda renovación celular.

La **Vacumterapia** (presión de vacío) por medio del masaje endodérmico realiza una ligera "aspiración" del tejido cutáneo, lo que produce un benéfico efecto de drenaje y tonificación en los tejidos, y al mismo tiempo favorece la circulación sanguínea y linfática.

El **Soft láser** es un láser de diodo frío, que tiene la capacidad de fotoestimular las células, activar los mecanismos para la oxigenación y nutrición de la piel, estimular y crear nuevo colágeno y acelerar el ritmo de regeneración cutánea. También destaca porque actúa como vehículo para la penetración de cosméticos a gran profundidad.

El resultado de la combinación de estas tres tecnologías permite **mejorar la elasticidad cutánea, reafirmar los tejidos** a nivel facial y **remodelar y disminuir el tejido graso** a nivel corporal.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

RIGENERA es un dispositivo para uso estético destinado a realizar tratamientos de radiofrecuencia, masaje endodérmico (vacumterapia) y tratamiento soft láser, a través del uso de dos cabezales especiales para rostro y cuerpo.


La duración del tratamiento con **RIGENERA** puede variar según la zona a tratar y el tiempo previsto para preparar la piel antes del tratamiento. Los resultados se observan a partir del primer tratamiento y se potencian al establecer un protocolo según las características específicas de cada persona.




ANTES




DESPUÉS




ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS

RIGENERA se puso a prueba para cada objetivo de tratamiento, logrando excelentes resultados.

A hand with dark nail polish holds a white, handheld RF device against a person's skin. The device has a silver button on the side and a clear, circular base. The background shows a person in a white lab coat and a black strap.

RIGENERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Radiofrecuencia multipolar | Frecuencia de la emisión de RF: 455KHz
Vacío: Pulsado/ Continuo | Longitud de onda láser: 905nm Salidas: 2
Pantalla: 10,1" pantalla táctil a color | Dimensiones: 62x39x111cm
Peso: 25 kg | Adaptador de red: 230 Vac



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

laserluz@laserluz.com

www.laserluz.com



@laserluzestetica



Laserluz Technology

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)